

EEG Oferta 2017/18 z Cennikiem



Firma ELBIOT®

mgr inż. Piotr H. Siarkiewicz
ul. St. Kulczyńskiego 18/4, 02-777 WARSZAWA
tel. 22 644 47 89, fax 22 644 57 48, kom. 504 008 210
biuro@elbiot.pl www.elbiot.eu

Warszawa, 6 lipiec 2018.

(wersja robocza – powyższa data to data ostatniej wniesionej poprawki lub rozwinięcia tekstu)

ELEKTRODY I AKCESORIA DO BADAŃ EEG, PW ORAZ POLIGRAFII SNU.

	PKWiU 33.13.12.0. Ceny netto / brutto VAT – 23%
1. Skrobiowa pasta elektrodowa ze środkiem ściernym:	
a. dla dorosłych:	
SEP-175/a - tuba - 175ml	53,66 / 66,00
b. dla dzieci:	
SEP-175/a/ch - tuba - 175ml	56,06 / 68,95
2. Kolodiový 4% klej do elektrod miseczkowych zwany „kolodionem”:	
SEK-5 - tubka - 5g	26,67 / 32,80
3. Octanowy zmywacz kleju elektrodowego:	
SEG-120 - buteleczka - 120ml	33,09 / 40,70
SEG-1000 - butelka - 1000ml	208,66 / 256,65
SEG-5000 - kanister - 5000ml	757,64 / 931,90
4. Halitowy płyn do namaczania elektrod tekstylnych:	
SIL-1000 - butelka - 1000ml	106,67 / 131,20
5. Czepek elektrodowy:	
a. LE-0/ES/ - dla niemowląt z opaską wokół głowy z 9-cioma guzikami do elektrod ES-6 lub ES-10:	
opaska 45cm	245,65 / 302,15
opaska 60cm	300,65 / 369,80
b. LE-1/ES/45 - dla dzieci z paskiem pod brodę i z 20-toma guzikami do elektrod miseczkowych ES-6 lub ES-10	282,44 / 347,40
c. LE-1/ES/55 - dla dorosłych z paskiem pod brodę z 20-toma guzikami do elektrod miseczkowych ES-10	315,04 / 387,50
d. LE-2/EY/35 - dla dzieci z paskiem pod brodę do elektrod EY (dwie poprzeczki)	188,05 / 231,30
e. LE-2/EY/45 - dla dorosłych z paskiem pod brodę do elektrod EY (dwie poprzeczki)	192,32 / 236,55
f. LE-4/EY/35 - dla dzieci z paskiem pod brodę do elektrod EY (cztery poprzeczki) ..	210,24 / 258,60
g. LE-4/EY/45 - dla dorosłych z paskiem pod brodę do elektrod EY (cztery poprzeczki) ..	215,53 / 265,10
h. LE-6/EY/35 - dla dzieci z paskiem pod brodę do elektrod EY (sześć poprzeczek)	230,61 / 283,65
i. LE-6/EY/45 - dla dorosłych z paskiem pod brodę do elektrod EY (sześć poprzeczek) ..	254,35 / 312,85
j. LE-0/45 - kompletne zapięcie wokół głowy	156,95 / 193,05
k. LE-0/60 - kompletne zapięcie wokół głowy	208,70 / 256,70
l. LE-1-2-4-6/Z - kompletne zapięcie pod brodę	127,44 / 156,75
m. LE-1-2-4-6/K - krążek do zapięcia pod brodę	26,63 / 32,75
n. LE-1-2-4-6/P - pasek do zapięcia pod brodę	75,00 / 92,25

6. Przewód elektrodowy (KE) do elektrody grzybkowej (EY-6 lub -10):

- przewód - linka elastyczna w izolacji PCV lub teflonowej
- długość przewodu - 60, 80, 100, 120 150 lub 200cm
- wtyk (q) $\phi 2$ lub płaski z wtykiem (q) $\phi 2b$ lub $\phi 4bmm$ 74,27 / 91,35
- wtyk (q) $\phi 2b$, $\phi 4b$, $\phi 2$ lub płaski z krokodylkiem (j) lub hipkiem (h) 80,90 / 99,50
- wtyk (q) $\phi 2b$, $\phi 4b$, $\phi 2$ lub płaski z mini krokodylek (jm) 84,19 / 103,55
- gniazdko (v) $\phi 1.5$ (DIN42802) z wtykiem(q) $\phi 2b$ lub $\phi 4bmm$ 89,59 / 110,20
- gniazdko (v) $\phi 1.5$ (DIN42802) z krokodylkiem (j) lub hipkiem (h)..... 96,02/118,10
- gniazdko (v) $\phi 1.5$ (DIN42802) z mini krokodylkiem (jm) 99,27/122,10
- Literka „b” oznacza wtyk banankowy
- Wtyk płaski – aparaty eeg firmy Medicor

7. Elektroda grzybkowa z poduszeczką (EY-6):

- średnica - EY-6 $\phi 6mm$
- metal elektrodowy - Ag 97,85 / 120,35
- - Ag/AgCl 116,79 / 143,65
- mocowanie - pod czepek (LE-2, LE-4 lub LE-6)
- renowacja - Ag: m.in. czyszczenie, obszywanie 48,94 / 60,20
- renowacja - Ag/AgCl: m.in. czyszczenie, chlorkowanie, obszywanie 58,37 / 71,80

8. Elektroda miseczkowa (ES-6 lub ES-10):

- średnica - ES-6 $\phi 6mm$ lub ES-10 $\phi 10mm$
- metal elektrodowy - Ag 117,72 / 144,80
- - Ag/AgCl 154,12 / 189,60
- przewód - linka elastyczna w izolacji PCV lub teflonowej
- długość przewodu - 20, 60, 80, 100, 120, 150 lub 200cm
- wtyk (q) $\phi 2$, $\phi 2b$, $\phi 4b$, płaski lub gniazdko (v) $\phi 1,5mm$ (DIN42802)
- mocowanie - pod czepek (LE-0, LE-1) lub na klej kolodniowy (SEK-5)
- renowacja – Ag: m.in. czyszczenie 58,90 / 72,45
- renowacja – Ag/AgCl: m.in. czyszczenie, chlorkowanie 77,03 / 94,75

9. Podskórna elektroda igłowa (EV):

- metal elektrodowy - stal wysokostopowa 101,22 / 124,50
- długość igły - 15mm
- średnica igły - $\phi 0,35mm$
- przewód - linka elastyczna w izolacji teflonowej
- długość przewodu - 20, 60, 80, 100, 120, 150 lub 200cm
- wtyk (q)) $\phi 2$, $\phi 2b$, $\phi 4b$, płaski lub gniazdko (v) $\phi 1.5mm$ (DIN42802)

10. Usługi:

- a. naprawa elektrod, przewodów i kabli elektrodowych 1/2 ceny nowego wyrobu firmy ELBIOT[®]
- b. chlorkowanie elektrod srebrnych 1/2 ceny nowego wyrobu firmy ELBIOT[®]

11. Usługa wysyłki paczki o wartości poniżej 525zł netto:

fakturowany koszt wysyłki na terytorium Polski:

- do 0,500 kg 22,89 / 28,15
- powyżej 0,500 kg 28,33 / 34,85

UWAGA!!!

JEŻELI FAKTURA BĘDZIE WYNOŚIŁA PONIŻEJ **525 ZŁ NETTO** TO SPOSÓB ZAPŁATY BĘDZIE WYŁĄCZNIE **GOTÓWKOWY** (KASA LUB POBRANIE POCZTOWE).

DOKONANIE PRZELEWU JEST MOŻLIWE PO UPREDZIM WPLACENIU WARTOŚCI VAT I 32% FAKTUROWEJ WARTOŚCI NETTO DOTYCZĄCEJ PODATKU DOCHODOWEGO NA PODSTAWIE WYSTAWIONEJ FAKTURY PROFORMA.

JEŻELI TERMIN ZAPŁATY PRZELEWEM NIE BĘDZIE DOTRZYMANY TO NASTĘPNY ZAKUP BĘDZIE MOŻLIWY TYLKO ZA GOTÓWKĘ (KASA LUB POBRANIE POCZTOWE).

POWYŻSZE STWIERDZENIA NIE DOTYCZĄ PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA I HURTOWNI MEDYCZNYCH, KTÓRE OD LAT PŁACIŁY I PŁACĄ W USTALONYM TERMINIE!