

# EKG Oferta 2017/18 z Cennikiem



**Firma ELBIOT®**

mgr inż. Piotr H. Siarkiewicz

ul. St. Kulczyńskiego 18/4, 02-777 Warszawa

tel. 22 644 47 89, fax 22 644 57 48, kom. 504 008 210

[biuro@elbiot.pl](mailto:biuro@elbiot.pl) [www.elbiot.eu](http://www.elbiot.eu)

Warszawa 6 lipiec 2017.

*(wersja robocza – powyższa data to data ostatniej wniesionej poprawki lub rozwinięcia tekstu)*

## ELEKTRODY I AKCESORIA DO HOLTEROWSKICH BADAŃ EKG, PW ORAZ EEG.

PKWiU 33.13.12.0

Ceny netto / brutto

VAT – 23%

<b>1. Skrobiowa pasta elektrodowa ze środkiem ściernym do 24 godzinnych badań holterowskich:</b>	
<b>a. Dla dorosłych:</b>	
SEP-175/a/bh - tuba - 175ml .....	53,65 / 66,00
<b>b. Dla dzieci:</b>	
SEP-175/a/bh/ch - tuba - 175ml. ....	56,06 / 68,95
<b>2. Kolodiodowy 4% klej do elektrod miseczkowych zwany „kolodionem”:</b>	
SEK-5 - tubka - 5g .....	26,67 / 32,80
<b>3. Octanowy zmywacz kleju elektrodowego:</b>	
SEG-120 - buteleczka - 120ml .....	33,09 / 40,70
SEG-1000 - butelka - 1000ml. ....	208,66 / 256,65
SEG-5000 - kanister - 5000ml. ....	757,64 / 931,90
<b>4. Halitowy płyn do nasączania elektrod tekstylnych:</b>	
SIL-1000 - butelka - 1000ml. ....	106,67 / 131,20
<b>5. Kończynowe elektrody paskowe z kieszonką rzepową ETeV:</b>	
▪ materiał elektrodowy - czysta cyna (Sn).	
▪ długość paska dla <b>wcześnieaków</b> i większych dzieci	
- 50x10mm, 70x10mm, 90x10mm, 120x10mm .....	101,14 / 124,40
długość paska dla młodzieży i <b>dorosłych:</b>	
- 120x20mm .....	95,53 / 117,50
- 150x20mm .....	99,15 / 121,95
- 180x20mm .....	102,60 / 126,20
- 250x20mm .....	118,13 / 145,30
- 450x20mm .....	139,51 / 171,60
▪ wtyk (q) lub gniazdko (v) $\phi$ 2 lub $\phi$ 4mm..	
▪ przewód - linka elastyczna w izolacji PCV	
▪ długość przewodu - 20, 35 lub 50cm.	
<b>6. Kable uziemiające do aparatów EKG .....</b>	68,29 / 84,00
▪ oczko pod nakrętkę (p) $\phi$ 5, $\phi$ 7 lub $\phi$ 10mm..	
▪ przewód - linka Cu-2,5mm w izolacji PCV	
▪ długość przewodu - 200, 350, 500, 700 lub 1000cm.	
<b>7. Usługi:</b>	
<b>a.</b> naprawa elektrod, przewodów i kabli elektrodowych	1/2 ceny nowego wyrobu firmy ELBIOT®
<b>b.</b> chlorkowanie elektrod srebrnych .....	1/2 ceny nowego wyrobu firmy ELBIOT®
<b>8. Usługa wysyłki paczki o wartości poniżej 525zł netto:</b>	
fakturowany koszt wysyłki: do 0,500 kg .....	22,89 / 28,15
powyżej 0,501 kg .....	28,33 / 34,85

### UWAGA!!!

JEŻELI FAKTURA BĘDZIE WYNOŚIŁA PONIŻEJ **525ZŁ NETTO** TO SPOSÓB ZAPŁATY BĘDZIE WYŁĄCZNIE **GOTÓWKOWY** (KASA LUB POBRANIE POCZTOWE).

DOKONANIE PRZELEWU JEST MOŻLIWE PO UPZEDNIM WPLACENIU WARTOŚCI VAT I 32% FAKTUROWEJ WARTOŚCI NETTO DOTYCZĄCEJ PODATKU DOCHODOWEGO NA PODSTAWIE WYSTAWIONEJ FAKTURY PROFORMA.

**JEŻELI TERMIN ZAPŁATY PRZELEWEM NIE BĘDZIE DOTRZYMANY TO NASTĘPNY ZAKUP BĘDZIE MOŻLIWY TYLKO ZA GOTÓWKĘ / (KASA LUB POBRANIE POCZTOWE).**

**POWYŻSZE STWIERDZENIA NIE DOTYCZĄ PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA I HURTOWNI MEDYCZNYCH, KTÓRE OD LAT PŁACIŁY I PŁACĄ W USTALONYM TERMINIE!**