

EMG Oferta 2017/18 z Cennikiem

Firma ELBIOT®

mgr inż. Piotr H. Siarkiewicz

ul. St. Kulczyńskiego 18/4, 02-777 Warszawa

tel. 22 644 47 89, fax 22 644 57 48, kom. 504 008 210

biuro@elbiot.pl www.elbiot.eu



Warszawa, 6 lipiec 2018.

(wersja robocza – powyższa data to data ostatniej wniesionej poprawki lub rozwinięcia tekstu)

ELEKTRODY i AKCESORIA do BADAŃ EMG, PW, ERG oraz EOG .

PKWiU 33.13.12.0
Ceny netto / brutto

1. **Skrobiowa pasta elektrodowa ze środkiem ściernym:**
 - a. Dla dorosłych:
 - SEP-175/a - tubka - 175ml 53,66 / 66,00
 - b. Dla dzieci:
 - SEP-175/a/ch - tuba - 175ml 56,06 / 68,95
2. **Kolodiony 4% klej do elektrod miseczkowych zwany „kolodionem”:**
 - SEK-5 - tubka - 5g 26,67 / 32,80
3. **Octanowy zmywacz kleju elektrodowego:**
 - SEG-120 - buteleczka 120ml 33,09 / 40,70
 - SEG-1000 - butelka - 1000ml 208,62 / 256,60
 - SEG-5000 - kanister - 5000ml 757,64 / 931,90
4. **Halitowy płyn do nasączania elektrod tekstylnych:**
 - SIL-1000 - butelka - 1000ml 106,67 / 131,20
5. **Uziemiające elektrody paskowe z kieszonką rzepową ETgNE:**
 - materiał elektrodowy – czysta cyna (Sn).
 - długość paska – 50x10, 70x10, 90x10, 120x10mm. 101,14 / 124,40
 - 150x20mm 95,57 / 117,55
 - 180x20mm 102,60 / 126,20
 - 250x20mm 118,17 / 145,35
 - 450x20mm 139,51 / 171,60
 - 750x20mm 171,63 / 211,10
 - wtyk (q) – $\phi 2$ lub $\phi 4$ mm.
 - przewód – linka elastyczna w izolacji PCV
 - długość przewodu – 100, 120, 150, 200, 250, 300 lub 400cm.
6. **Elektrody paskowe ET:**
 - metal elektrodowy - Ag (z jednym przewodem elektrodowym) 164,07 / 201,80
 - metal elektrodowy - Ag (z trzema przewodami elektrodowymi) 217,97 / 268,10
 - metal elektrodowy - Ag / AgCl (z jednym przewodem elektrodowym) 249,67 / 307,10
 - metal elektrodowy - Ag / AgCl (z trzema przewodami elektrodowymi) 303,98 / 373,90
 - wymiar paska – 5x22 lub 5x50mm
 - przewód – linka elastyczna w izolacji teflonowej lub PCV
 - długość przewodu – 50, 80, 100, 120, 150cm
 - wtyk (q) – $\phi 2$ lub $\phi 4$ mm.
 - gniazdko (v) – $\phi 1.5$ (DIN42802), $\phi 2$ lub $\phi 4$ mm
7. **Palcowe elektrody paskowe z kieszonką rzepową ETfNE:** pojedyncza... 101,18 / 124,45
 - metal elektrodowy – czysta cyna (Sn) para... 193,86 / 238,45
 - długość paska – 50, 70, 90 lub 120mm
 - przewód – podwójny kabel elektrodowy w ekranie 2xKE (patrz pkt.14.) kabel... 163,62 / 201,25
 - długość kabla – 100, 120, 150 lub 200cm
 - wtyk do głowicy – WM 545 lub 560
8. **Podwójne elektrody miseczkowe 2xES:**
 - metal elektrodowy - Ag elektroda 224,15 / 275,70
 - metal elektrodowy - Ag / AgCl elektroda 296,02 / 364,10
 - przewód – podwójny kabel elektrodowy w ekranie 2xKEs (patrz pkt.14.) ... kabel 163,62 / 201,25
 - długość kabla – 100, 120, 150 lub 200cm
 - wtyk do głowicy – WM 545 lub 560

9. Potrójne elektrody miseczkowe 3xES			
▪ metal elektrodowy – Ag	elektroda		297,11 / 365,45
– Ag / AgCl	elektroda		375,93 / 462,40
▪ przewód – potrójny kabel elektrodowy w ekranie 3xKEs (patrz pkt.14.)	kabel		205,81 / 253,15
▪ długość kabla – 100, 120, 150 lub 200cm.			
▪ wtyk do głowicy – WM 545 lub 560			
10. Podwójne elektrody igłowe 2xEV:			
▪ metal elektrodowy – stal wysokostopowa.	elektroda		190,93 / 234,85
▪ wtyk do głowicy – WM 545 lub 560			
▪ przewód – podwójny kabel elektrodowy w ekranie 2xKEs (patrz pkt.14.)	kabel		160,41 / 197,30
długość kabla – 100, 120, 150 lub 200cm.			
11. Potrójne elektrody igłowe 3xEV:			
▪ metal elektrodowy – stal wysokostopowa	elektroda		250,28 / 307,85
▪ wtyk do głowicy – WM 545 lub 560			
▪ przewód – potrójny kabel elektrodowy w ekranie 3xKEs (patrz pkt.14.)	kabel		205,81 / 253,15
▪ długość kabla – 100, 120, 150 lub 200cm.			
12. Elektrody dwupłytkowe 2xEU (DAWSON):			
▪ metal elektrodowy – Ag 6x18 (odstęp 28) mm	elektroda		193,29 / 237,75
– Ag 10x30 (odstęp 40) mm	elektroda		193,29 / 237,75
– Ag/AgCl 6x18 (odstęp 28) mm	elektroda		269,76 / 331,80
– Ag/AgCl 10x30 (odstęp 40) mm	elektroda		269,76 / 331,80
▪ wymiar płytek oraz odstęp – 6 x18 oraz 28mm lub 10x30 oraz 40mm			
▪ przewód – podwójny kabel elektrodowy w ekranie 2xKEs (patrz pkt.14.)	kabel		160,41 / 197,30
▪ długość przewodu – 100, 120, 150 lub 200cm.			
▪ mocowanie – opaska rzepowa OE,			
13. Elektrodowa opaska rzepowa OE:			
▪ długość opaski :			
- 150mm			37,60 / 46,25
- 180mm			42,15 / 51,85
- 250mm			44,06 / 54,20
- 450mm			49,19 / 60,50
- 750mm			54,27 / 66,75
▪ komplet opasek OE: -150,-250,-450,-750			147,44 / 181,35
14. Wieloprzewodowe kable elektrodowe w ekranie xKEs:			
▪ wtyk do głowicy – WM 345, 545 lub 560			
▪ długość kabla – 100, 120, 150 lub 200cm.			
▪ dwuprzewodowy kabel z wtykami elektrodowymi w ekranie 2xKEs			160,41 / 197,30
▪ trójprzewodowy kabel z wtykami elektrodowymi w ekranie 3xKEs			205,81 / 253,15
▪ wtyk (q) – ϕ 1, ϕ 2 lub ϕ 4mm.			
▪ dwuprzewodowy kabel z gniazdkami elektrodowymi w ekranie 2xKEs			221,50 / 272,45
▪ trójprzewodowy kabel z gniazdkami elektrodowymi w ekranie 3xKEs			268,78 / 330,60
▪ gniazdko (v) – ϕ 1.5 (DIN42802), ϕ 2 lub ϕ 4mm			
15. Usługi:			
a. chlorkowanie elektrod srebrnych		1/2 ceny nowego wyrobu firmy ELBIOT [®]	
b. chlorkowanie elektrod srebrnych		1/2 ceny nowego wyrobu firmy ELBIOT [®]	
16. Usługa wysyłki paczki o wartości poniżej 525zł netto:			
fakturowany koszt wysyłki : do 0,500kg			22,89 / 28,15
powyżej 0,501kg			28,33 / 34,85

UWAGA!!!

Jeżeli faktura będzie wynosiła poniżej 525zł netto to sposób zapłaty będzie wyłącznie **GOTÓWKOWY** (kasa lub pobranie pocztowe).

DOKONANIE PRZELEWU JEST MOŻLIWE PO UPRZEDNIM WPŁACENIU WARTOŚCI VAT ORAZ **32%** FAKTUROWEJ WARTOŚCI NETTO DOTYCZĄCEJ PODATKU DOCHODOWEGO NA PODSTAWIE WYSTAWIONEJ FAKTURY PRO FORMA.

JEŻELI TERMIN ZAPŁATY PRZELEWEM NIE BĘDZIE DOTRZYMANY TO NASTĘPNY ZAKUP BĘDZIE MOŻLIWY TYLKO ZA GOTÓWKĘ / POBRANIE POCZTOWE.

POWYŻSZE STWIERDZENIA NIE DOTYCZĄ PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA I HURTOWNI MEDYCZNYCH, KTÓRE OD LAT PŁACIŁY I PŁACĄ W USTALONYM TERMINIE.